

ARUM BLACK



Szczoteczka soniczna DIFORO
ARUM z funkcją magnetoterapii



FUNKCJE PODSTAWOWE:

- Oczyszczanie skóry za pomocą drgań i impulsów dźwiękowych (sonicznych).
- System obrotowych kulek magnetycznych Xsound Pulse Technology:
 - Masaż standardowy: 8000 r/min.
 - Masaż intensywny: 13000 r/min.
 - Szybkość obrotowa kulek: 60 r/min.
- Technologia Magnetoterapii, Rotating magnetic field:
 - Regulacja biologicznego pola magnetycznego.
 - Zmiana przepustowości błony komórkowej.
 - Aktywacja enzymów.
 - Pobudzenie układu limfatycznego.
- Mechaniczne złuszczenie i oczyszczanie skóry.

WŁAŚCIWOŚCI I MATERIAŁ:

Sylikon medyczny
Wodoodporność IPx7

ZASTOSOWANIE:

CODZIENNA PIELĘGNACJA:

Szczoteczkę można stosować do codziennej pielęgnacji. Korzystne działanie zauważymy już po pierwszym użyciu.

REGENERACJA: Dzięki technologii magnetoterapii urządzenie korzystnie wpływa na regenerację zarówno naskórka jak i głębokich warstw skóry.

ODMŁADZANIA: Efekt zdrowej i czystej skóry zostanie utrzymany przez cały okres pielęgnacji.

+ 24 RÓŻNE
RODZAJE WŁOSIA

NAJCIEŃSZE WŁOSIE
MA ZALEDWIE 0,6 MM

+ UNIKALNY
ERGONOMICZNY
KSZTAŁT

PROFILOWANY
UCHWYT ELIMINUJE
DRGANIA

PODSTAWOWE | ZASTOSOWANIE | PIELĘGNACJA | OCZYSZCZANIE | REGENERACJA



DIFORO ARUM BLACK



ARUM BLACK

GOLD FINISH

Szczoteczka ARUM w kolorze czarnym z stacją ładującą z złotym wykończeniem.

W ZESTAWIE Z PRODUKTEM:

- Szczoteczka
- Ozdobna stacja ładująca
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja PL / EN
- Karta Gwarancyjna

EAN: 5908239794286



ARUM BLACK

PIANO BLACK FINISH

Szczoteczka ARUM w kolorze czarnym z stacją ładującą z czarnym wykończeniem.

W ZESTAWIE Z PRODUKTEM:

- Szczoteczka
- Ozdobna stacja ładująca
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja PL / EN
- Karta Gwarancyjna

EAN: 5908239794293

4 TRYBY PRACY:

- **Mode 1: Standardowa intensywność masażu sonicznego z włączonymi obrotami koralików magnetycznych.**
- **Mode 2: Intensywny masaż soniczny z włączonymi obrotami kulek magnetycznych.**
- **Mode 3: Masaż pulsacyjny z obrotami koralików magnetycznych.**
- **Mode 4: Silny masaż pulsacyjny z wyłączoną funkcją obracania koralików magnetycznych.**

TRYB FUNKCJI PAMIĘCI:

Cykl pracy pamięciowej z 90s czasem zapamiętywania

SYSTEM SYGNALIZACJI LED:

- Migająca dioda podczas przełączania trybów pracy.
- Sygnalizacja podczas ładowania.
- Migająca dioda w chwili niskiego stanu naładowania baterii.
- Sygnalizacja pełnego naładowania Baterii.

WYMIARY I WAGA

SZCZOTECZKA: Netto

DŁU.	SZER.	WYS.	WAGA
107 mm	46 mm	45 mm	63 g.

STACJA ŁADUJĄCA: Netto

DŁU.	SZER.	WYS.	WAGA
95 mm	57 mm	37 mm	62 g.

SZCZOTECZKA I STACJA: Netto

DŁU.	SZER.	WYS.	WAGA
97 mm	57 mm	75 mm	125 g.

WYMIARY I WAGA

OPAKOWANIE: Brutto

DŁU.	SZER.	WYS.	WAGA
180 mm	115 mm	70 mm	340 g.

PARAMETRY TECHNICZNE

MATERIAŁ: Silikon / ABS
 POJEMNOŚĆ BATERII: 200 mAh
 CZAS ŁADOWANIA: 90 min
 CZAS PRACY: 100 min
 MOC: 0.4W
 NATĘŻENIE PRĄDU: 0.15A
 NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 5V



Zeskanuj QR-code odwiedź naszą stronę www i zobacz produkt w pełnej wersji